

Vor-Ort-Kalibrierservices

Für kontinuierliche Überwachungssysteme

Durch den Vaisala Vor-Ort-Kalibrierservice für kontinuierliche Überwachungssysteme (CMS) können Sie sowohl ihre Zuverlässigkeit als auch ihre Rentabilität steigern, indem kostspielige Geräteausfälle minimiert werden und interne Kalibrierungen oder Werkskalibrierungen entfallen. Ihre Fachkräfte können sich so auf das Wesentliche konzentrieren: Ihr Unternehmen.

Unsere Vor-Ort-Kalibrieroptionen:



STANDARD

In Übereinstimmung mit den
Qualitätsanforderungen ISO9001

Verfügbar als Einzel- und Mehrpunktkalibrierung



AKKREDITIERT

In Übereinstimmung mit den
Qualitätsanforderungen ISO/IEC 17025

Vor-Ort-Kalibrierungen umfassen:

- Vorbereitungs- und Logistikkosten von Referenzgeräten
- Überprüfung der Gerätefunktionalität
- Rückführbare Kalibrierung
- Rückführbares Kalibrierzertifikat
- Aktualisierung des Kalibrierdatums
- Servicebericht
- Bestätigung des viewLinc Kalibrieralarms (falls zutreffend)
- Optionaler Batteriewechsel für drahtlose Geräte

Kalibrierungen werden von
zertifizierten technischen Vaisala
Fachkräften durchgeführt.



**Der Kalibrier-Servicevertrag für
Unterstützung vor Ort** ist ein mehrjähriger
Wartungsplan für die Kalibrierung von
Vaisala Produkten. Zu den Vorteilen zählen
feste Preise für die gesamte Vertragslaufzeit
und eine erweiterte Vor-Ort-Planung.

Unsere umfassenden Vor-Ort-Kalibrierungen erfüllen internationale Standards und entsprechen den strengen gesetzlichen Anforderungen der Biowissenschaft. Als Nachweis für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind unsere Vor-Ort-Kalibriermessergebnisse über nationale Metrologieinstitute (NIST (Nationales Institut für Standards und Technologie) USA, MIKES Finland oder vergleichbare Institute) auf das Internationale Einheitensystem (SI) rückführbar.

ALLE WICHTIGEN PARAMETER VOR ORT KALIBRIERT:

✓ RELATIVE FEUCHTE	✓ TEMPERATUR	✓ KOHLENDIOXID	✓ DIFFERENZDRUCK
--------------------	--------------	----------------	------------------

VAISALA



vaisala.com

Ref. B212914DE-B ©Vaisala 2025

Das vorliegende Material ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte hierfür liegen bei Vaisala und ihren jeweiligen Partnern. Alle Rechte vorbehalten. Alle Logos und/oder Produktnamen sind Markenzeichen von Vaisala oder ihrer jeweiligen Partner. Die Reproduktion, Übertragung, Weitergabe oder Speicherung von Informationen aus dieser Broschüre in jeglicher Form ist ohne schriftliche Zustimmung von Vaisala nicht gestattet. Alle Angaben, einschließlich der technischen Daten, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bei Angebotsanfragen
wenden Sie sich
bitte an Ihren Vertrieb
vor Ort oder an
helpdesk@vaisala.com.