

Services d'étalonnage sur site

Pour systèmes de surveillance continue

Le service d'étalonnage sur site des systèmes de surveillance continue (CMS) de Vaisala vous aide à maximiser la fiabilité et la rentabilité, tout en réduisant les coûts d'arrêt de l'équipement. Vous pourrez ainsi éliminer la nécessité d'un étalonnage interne ou en usine et permettre à votre personnel de se concentrer sur le plus important : votre entreprise.

Nos options d'étalonnage sur site :



STANDARD

Conforme aux exigences de qualité de la norme ISO9001

Disponible sous forme d'étalonnage monopoint et multipoint



ACCREDITÉ

Conforme aux exigences de qualité de la norme ISO/IEC 17025

Les étalonnages sur site englobent :

- Frais de préparation et de logistique des appareils de référence
- Contrôle de fonctionnalité d'appareil
- Étalonnage traçable
- Certificat d'étalonnage traçable
- Mise à jour de l'échéance de l'étalonnage
- Rapport de service
- Accusé de réception de l'alarme d'étalonnage viewLinc, le cas échéant
- Possibilité de remplacement de la batterie pour les appareils sans fil

Les étalonnages sont effectués par des ingénieurs certifiés Vaisala.



Le contrat d'étalonnage pour le service sur le terrain est un plan de maintenance sur le long terme pour l'étalonnage des produits Vaisala. Les avantages sont des prix fixes pendant toute la durée du contrat et une planification avancée sur site.

L'exactitude de nos étalonnages sur site répond aux normes internationales et est conforme aux exigences réglementaires particulièrement strictes des sciences de la vie. En guise de preuve de l'exactitude et de la fiabilité, les résultats de nos mesures obtenus lors de l'étalonnage sur site sont traçables dans le système international d'unités (SI) et conformes aux instituts nationaux métrologie (NIST USA, MIKES Finlande ou équivalent).

TOUS LES PARAMÈTRES CRITIQUE ÉTALONNÉS SUR SITE :

✓ HUMIDITÉ RELATIVE	✓ TEMPÉRATURE	✓ DIOXYDE DE CARBONE	✓ PRESSION DIFFÉRENTIELLE
---------------------	---------------	----------------------	---------------------------

VAISALA



vaisala.com

Réf. B212914FR-B ©Vaisala 2025

Ce matériel est soumis à la protection du droit d'auteur. Tous les droits d'auteur sont retenus par Vaisala et ses différents partenaires. Tous droits réservés. Tous les logos et/ou noms de produits sont des marques déposées de Vaisala ou de ses partenaires. Il est strictement interdit de reproduire, transférer, distribuer ou stocker les informations contenues dans la présente brochure, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Vaisala. Toutes les spécifications – y compris techniques – peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Pour les demandes de devis, veuillez contacter votre service commercial local ou helpdesk@vaisala.com.